

Электроды одноразовые для ЭКГ Fiab F9060

ФСЗ 2010/07536

основа ПЕ пена, форма капля 48×50 мм, взрослый /
детский, твердый гель

Fiab SpA, Италия



Характеристики

Основа	ПЕ пена
Форма	капля 48×50 мм
Размер	взрослый / детский
Область применения	ЭКГ
Гель	твердый

Дополнительные характеристики

Электрод для ЭКГ Fiab F9060 - одноразовый вспененная основа, твердый гель.

Размер: 48х50 мм.

Коннектор: кнопка.

Одноразовый ЭКГ электрод с твердым гелем, Ag/AgCl (SSC) сенсором и нержавеющей кнопкой.
Внешняя поверхность выполнена из тканевой ленты.

Одноразовые FIAB ЭКГ электроды подходят и для записи в покое, для стрессовой, длительной записи или записи кардиограммы Holter, применяются для прямого нанесения на кожу. Сенсор SSC обеспечивает надежную и стабильную запись. Электроды выполнены в соответствии с ANSI/AAMI EC12:2000 и обеспечивают восстановление сигнала после разряда дефибриллятора.

После открытия пакет можно сложить, чтобы обеспечить лучшую сохранность оставшихся внутри электродов.
Продукт не содержит латекса