

Электроэнцефалограф Нейрон-Спектр-1

ФСР 2009/04073

каналы ЭЭГ 8 шт., 1 дополнительный канал

НейроСофт ООО, Россия



Характеристики

Каналы ЭЭГ	8 шт.
Дополнительные каналы	1 дополнительный канал
Методики	- ЭЭГ-скрининг (в том числе у новорожденных) - аЭЭГ (мониторирование церебральной функции) - диагностика смерти мозга

Функции

Подключение электродной шапочки	Да
---------------------------------	----

Дополнительные характеристики

Индикация импеданса расположен на блоке энцефалографа (позволяет следить за качеством сигнала во время установки электродов не отходя от прибора).

Прибор можно использовать в любом неэкранированном помещении.