

Электроэнцефалограф Нейрон-Спектр-2

ФСР 2009/04073

каналы ЭЭГ 16 шт., 1 дополнительный канал,
фотостимулятор / фоностимулятор

НейроСофт ООО, Россия



Характеристики

Каналы ЭЭГ	16 шт.
Дополнительные каналы	1 дополнительный канал
Стимуляторы	фотостимулятор / фоностимулятор

Функции

Подключение электродной шапочки	Да
---------------------------------	----

Дополнительные характеристики

Индикация импеданса расположен на блоке энцефалографа (позволяет следить за качеством сигнала во время установки электродов не отходя от прибора).

Анализ ЭЭГ во время регистрации. В режиме разделения экрана в одной половине отображаются уже записанные кривые, в другой — идет регистрация новых ЭЭГ-сигналов.

С помощью автодетекции спайки и острые волны будут отмечены на кривых маркерами

Прибор можно использовать в любом неэкранированном помещении.