

Электроэнцефалограф Нейрон-Спектр-4

ФСР 2009/04073

каналы ЭЭГ 21 шт., 1 дополнительный канал,
фотостимулятор / фоностимулятор

НейроСофт ООО, Россия



Характеристики

Каналы ЭЭГ	21 шт.
Дополнительные каналы	1 дополнительный канал
Стимуляторы	фотостимулятор / фоностимулятор

Функции

Подключение электродной шапочки	Да
---------------------------------	----

Дополнительные характеристики

- Индикация импеданса на передней панели
- Разъемы touch-proof и коннекторы «крокодил»
- Малые габариты и возможность работы в незранированном помещении