

Электроэнцефалограф Нейрон-Спектр-4/П

ФСР 2009/04073

каналы ЭЭГ 21 шт., 7 дополнительных каналов,
фотостимулятор / фоностимулятор / паттерн-
стимулятор

НейроСофт ООО, Россия



Характеристики

Каналы ЭЭГ	21 шт.
Дополнительные каналы	7 дополнительных каналов
Методики	- 21 канал ЭЭГ - 4 полиграфических канала для регистрации любых сигналов (от ЭОГ до длиннолатентных ВП) - 2 канала постоянного тока (чаще всего используются для подключения датчиков положения тела) - 1 канал регистрации дыхания
Стимуляторы	фотостимулятор / фоностимулятор / паттерн-стимулятор

Функции

Подключение электродной шапочки	Да
Подключение к ПК	Да

Дополнительные характеристики

Современные методы математического анализа.
11 вариантов расширения: от ПСГ до видеомониторинга ЭЭГ.
Индикация импеданса на блоке энцефалографа.