

Электроэнцефалограф-регистратор Энцефалан-ЭЭГР-19/26
Мини

ФСР 2009/05646

каналы ЭЭГ 10 шт., холтер-ЭЭГ, пульсоксиметр

Медиком МТД ООО НПКФ, Россия



Характеристики

Каналы ЭЭГ	10 шт.
Методики	возможность расширения до 36 каналов при использовании модуля ПОЛИ-10 и коннектора ЭЭГ-20
Аналого-цифровой преобразователь	24 разряда

Функции

Холтер-ЭЭГ	Да
Пульсоксиметр	Да
Хранение данных	Да