

Электрокардиограф АКСМА ГемоКард

РЗН 2020/11286

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя / измерение АД, интерпретация / регистрация аритмии, подключение к ПК, вес 0.625 кг

АКСМА ООО, Россия



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / измерение АД
Функции	интерпретация / регистрация аритмии
Встроенные возможности	подключение к ПК
Размер	125×105×70 мм
Вес	0.625 кг

Описание

Электрокардиограф АКСМА ГемоКард - автоматический электрокардиограф, дополнительно измеряющий артериальное давление и параметры кровообращения, с возможностью передачи результатов на облачный сервер и расширенной аналитики. ГемоКард предназначен для снятия ЭКГ покоя, измерения артериального давления и анализа параметров кровообращения с помощью осциллометрии.

Электрокардиограф ГемоКард выпускается в трех вариантах исполнения:

- **ГемоКард-BT** - передача данных по Bluetooth;
- **ГемоКард-WF** - передача данных по сети Wi-Fi;
- **ГемоКард-GSM** - передача данных по GSM.

Особенности электрокардиографа АКСМА ГемоКард:

- синхронная регистрация ЭКГ покоя в 12 общепринятых отведений;
- измерение артериального давления;
- анализ на сервере: расширенная аналитика результатов измерений будет предоставлена на специальном сайте в личном кабинете;
- возможность синхронизации: ПК, мобильное устройство Android;
- интерфейс: USB, Bluetooth / Wi-Fi / GSM (в зависимости от модели);
- встроенная память - 250 ЭКГ.