

Электрокардиограф Альтомедика Альтон-03

РЗН 2013/809

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя, определение кардиостимулятора, принтер / подключение к ПК, вес 1.6 кг

Альтомедика ООО, Россия



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	определение кардиостимулятора
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Размер	205×160×80 мм
Вес	1.6 кг

Описание

Электрокардиограф Альтомедика Альтон-03 оптимально подходит для фельдшерско-акушерских пунктов, участковых больниц, бригад Скорой медицинской помощи, а также для передачи ЭКГ для дистанционного анализа. В крупных стационарах прибор с успехом можно использовать для регистрации ЭКГ в палатах («на месте»).

Электрокардиографы «Альтон-03» имеют варианты исполнения: **Альтон-03, Альтон-03 Е, Альтон-03 М, Альтон-03 С, Альтон-03 Т**

Модификация	Отличительные характеристики
Альтон-03 Е	отсутствие расчёта временных параметров ЭКГ
Альтон-03 М	память на 500 исследований длительностью до 8 с
Альтон-03 С	связь с компьютером по стандартному последовательному интерфейсу
Альтон-03 Т	передача данных по стандартным проводным (LAN) или беспроводным (WLAN) сетям

Особенности электрокардиографа Альтон-03:

- возможность работы в составе компьютеризированных рабочих мест и передачи ЭКГ по телефону;

- режим работы: ручной и автоматический;
- четкая регистрация импульсов при наличии у пациента кардиостимулятора;
- объем внутренней памяти: 300 ЭКГ;
- подключение к ПК: USB;
- емкость аккумулятора рассчитана более чем на 60 ЭКГ;
- питание: от аккумулятора или сети;
- автоматическое выключение после 5 минут неиспользования;
- яркие индикаторы контакта электродов по всем отведениям.