


Электрокардиограф Альтомедика Альтон-06

РЗН 2013/809

12-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ
покоя, определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-
сигнала, принтер / подключение к ПК, вес 1.6 кг

Альтомедика ООО, Россия



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Размер	205×160×80 мм
Вес	1.6 кг

Описание

Электрокардиограф Альтомедика Альтон-06 - оптимальное решение для поликлиник и стационаров, для съема ЭКГ в палатах («на месте»). Благодаря небольшим габаритам он также подойдет для использования бригадами скорой помощи. В кардиографе «Альтон-06» реализованы все базовые функции, необходимые для эффективной работы, а также гибкие настройки печати.

Электрокардиографы «Альтон-06» имеют варианты исполнения: **Альтон-06, Альтон-06 Е, Альтон-06 М, Альтон-06 С, Альтон-06 Т**

Особенности электрокардиографа Альтон-06:

- яркие индикаторы состояния контактов электродов по всем отведениям, включения в сеть, уровня заряда аккумулятора, отсутствия бумаги и режимов печати ЭКГ;
- режим работы: ручной / автоматический;
- автоматическое измерение и расчет основных параметров ЭКГ: ЧСС или длительности QT (всего более 100 параметров);
- возможность регистрации длительной записи ЭКГ («ритм-канал») одновременно с печатью 12 синхронно зарегистрированных отведений;
- в комплект поставки кардиографа модификации «Альтон-06-С» входит программное обеспечение «Кардис» (переносит зарегистрированные ЭКГ в компьютер, возможность провести их дополнительный автоматический

анализ, вести архив ЭКГ);

- регистрация импульсов кардиостимулятора;
- фильтры ЭКГ;
- память: до 300 записей автоматически зарегистрированных ЭКГ;
- встроенный принтер: большой выбор форматов печати;
- интерфейс: USB для подключения к ПК;
- питание: от аккумулятора / от сети;
- аккумулятор позволяет зарегистрировать до 60 ЭКГ.

Модификация	Отличительные характеристики
Альтон-06 Е	отсутствие расчёта амплитудно-времен
Альтон-06 М	память на 500 исследований длительн
Альтон-06 С	связь с компьютером по стандартному
Альтон-06 Т	передача данных по стандартным пров (WLAN) сетям