

Электрокардиограф Альтомедика Альтон-103

РЗН 2013/809

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя, фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции, вес 1 кг

Альтомедика ООО, Россия



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	ЖК, размер 60×60 мм, разрешение 160×160 точек
Размер	180×140×75 мм
Вес	1 кг

Описание

Электрокардиограф Альтомедика Альтон-103 станет оптимальным выбором для служб ЭКГ на дому, частных врачей, т.е. в тех случаях, когда необходимо носить (а не возить) прибор с собой.

Электрокардиографы «Альтон-103» имеют варианты исполнения: **Альтон-103 А, Альтон-103 М, Альтон-103 АМ, Альтон-103 АС.**

Особенности электрокардиографа Альтон-103:

- синхронная регистрация ЭКГ в 12 общепринятых отведениях, а также по Небу и Кабрера;
- измерение ЧСС, длительностей зубца Р и комплекса QRS, интервалов PQ и QT, углов электрических осей QRS и Р;
- режимы работы: автоматический и ручной;
- в ручном режиме возможна длительная регистрация любых отведений ЭКГ и оперативное переключение их без прерывания записи;
- регистрация импульсов электрокардиостимуляторов;
- фильтрация ЭКГ различными фильтрами;
- функция автоматического отключения устройства после 5 минут неиспользования;

- на дисплее одновременно выводятся статус-отведение нарушений ритма, 1 или 3 отведения ЭКГ, текущее значение ЧСС;
- аккумулятор, позволяющий зарегистрировать до 80 ЭКГ без подзарядки;
- интерфейс: Bluetooth, SD карта (опции);
- защита от разряда дефибриллятора;
- возможность питания от бортовой сети автомобиля (комплектация, А).

Модификация	Отличительные характеристики
Альтон-103 А	кабель питания от бортовой сети автом
Альтон-103 М	карта памяти для создания в кардиогра
Альтон-103 АМ	кабель питания от бортовой сети автом программное обеспечение для компьют
Альтон-103 АС	кабель питания от бортовой сети автом программное обеспечение для компьют ЭКГ в компьютер в реальном времени