

Электрокардиограф Альтомедика Альтон-106

РЗН 2013/809

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя,
интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер /
подключение к ПК / защита от дефибрилляции, вес 1.6
кг

Альтомедика ООО, Россия



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	ЖК, размер 59×59 мм, разрешение 160×160
Размер	205×160×85 мм
Вес	1.6 кг

Описание

Электрокардиограф Альтомедика Альтон-106 относится к поколению цифровых электрокардиографов, универсальных в применении, удобных в работе.

Электрокардиографы «Альтон-106» имеют варианты исполнения: **«Альтон-106»**, **«Альтон-106» Е**, **«Альтон-106» М**, **«Альтон-106» Н**, **«Альтон-106» С** и **«Альтон-106» Т**.

Особенности электрокардиографа Альтон-106:

- автоматический и ручной режимы работы;
- интерпретация: анализ по 12 отведениям одновременно;
- возможность регистрации длительной записи ЭКГ («ритм-канал») одновременно с печатью 12 синхронно зарегистрированных отведений;
- выбор продолжительности регистрации ЭКГ;
- регистрация и печать «канала ритма», широкий выбор форматов печати;
- фильтрация ЭКГ антитреморным и сетевыми фильтрами;
- стабилизация базовой линии программным фильтром верхних частот;
- контроль обрыва электродов;

- встроенный термопринтер шириной 110 мм;
- защита от дефибриллятора (согласно требованиям стандарта ГОСТ Р 50267.25);
- обмен данными с персональным компьютером в стандарте USB (опция);
- печать основных параметров ЭКГ: ЧСС, RR(ср), длительность P, PQ, QRS, QT, QT(c), углов положения электрической оси сердца alpha P и alpha QRS;
- печать копии последней зарегистрированной ЭКГ (более 500 фрагментов);
- объем памяти - до 1000 зарегистрированных ЭКГ;
- индикатор заряда аккумуляторной батареи;
- при работе от аккумулятора можно зарегистрировать более 70 ЭКГ.

Модификация	Отличительные характеристики
Альтон-106 Е	отсутствие расчёта амплитудно-времен
Альтон-106 М	память на 500 исследований длительность
Альтон-106 Н	режим проведения нагрузочных проб - п регистрация ЭКГ заданной продолжитель
Альтон-106 С	связь с компьютером по стандартному
Альтон-106 Т	передача данных по стандартным пров (WLAN) сетям