

Электрокардиограф Aspel AsCARD Gold3

РЗН 2016/5170

12-канальный / 6-канальный / 3-канальный,
портативный, ЭКГ покоя, интерпретация / регистрация
аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр
ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК / защита от
дефибрилляции, вес 4.3 кг

Aspel S.A., Польша



Характеристики

Количество каналов	12-канальный / 6-канальный / 3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	графический ЖК-дисплей, сенсорный, диагональ 10.4 дюйма,
Размер	370×372×94 мм
Вес	4.3 кг

Описание

Электрокардиограф Aspel AsCARD Gold3 предназначен для проведения обученным персоналом обследований ЭКГ взрослых и детей во всех подразделениях службы здравоохранения и оснащен высокопроизводительным процессором, который позволяет с высокой точностью регистрировать показания работы сердца при проведении электрокардиографических исследований.

Особенности электрокардиографа Aspel AsCARD Gold3:

- представление на экране графиков ЭКГ с 12 отведений;
- печать 3, 6 или 12 отведений;
- режимы работы: ручной / автоматический;
- автоматический анализ и интерпретация в соответствии с EN 60601-2-51 (база CSE);
- проведение до 300 автоматических обследований в режиме работы от аккумуляторов;
- обнаружение стимулятора сердца;
- непрерывное измерение частоты сердцебиения (HR) и его представление на экране;

- звуковая сигнализация при обнаружении возбуждений;
- аппарат приспособлен к непосредственной работе на открытом сердце;
- фильтры ЭКГ: фильтр сетевых помех, фильтр мышечных помех, фильтр изолинии;
- детектирование отсоединения электрода независимое для каждого канала;
- память 2000 обследований;
- настройка точности печати (толщины печати кривых);
- интерфейс USB (связь с ПК);
- совместимость с системой CardioТЕКА;
- просмотр на экране записанных в памяти результатов обследований, с возможностью изменения количества отведений, усиления и скорости;
- представление на экране результатов анализа и интерпретации;
- печать результатов обследования непосредственно с аппарата при помощи внешнего принтера PCL5/6;
- запись / просмотр результатов обследований на носителе типа PenDrive (непосредственно с аппарата);
- печать результатов обследования с данными пациента при помощи встроенного термического принтера;
- функции телемедицины (например, отправление результатов ЭКГ / медицинских сообщений на адрес e-mail непосредственно с аппарата, отправление результатов ЭКГ / медицинских сообщений на другой аппарат ЭКГ);
- возможность подключения клавиатуры PS/2.