

Электрокардиограф Aspel AsCARD Orange

РЗН 2016/5170

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя,
интерпретация / регистрация аритмии / определение
кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер /
подключение к ПК / защита от дефибрилляции, вес 1.3
кг

Aspel S.A., Польша



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	ЖК, разрешение 128×240 пикселей, диагональ 96 мм
Вес	1.3 кг

Описание

Электрокардиограф Aspel AsCARD Orange является одним из самых передовых электрокардиографов своего модельного ряда. Большой объем памяти, функционал и передача информации как на USB носители, так и на E-MAIL адрес любому специалисту на консультацию и пациенту с результатами расшифрованного ЭКГ – это окажет помощь специалисту любого уровня. ЭКГ аппарат **AsCARD Orange** подходит для непосредственной работы на открытом сердце.

Особенности электрокардиографа Aspel AsCARD Orange:

- аппарат подходит для непосредственной работы на открытом сердце;
- запись 12 стандартных отведений ЭКГ;
- автоматическая диагностика и интерпретация;
- режимы работы: автоматический и ручной;
- детектирование стимулятора сердца;
- звуковая сигнализация при обнаружении возбуждения;
- индикатор заряда батареи и разряда батареи;
- детектирование отсоединения электродов независимо от каждого канала;
- автоматическое обнаружение аритмии;

- автоматическое обнаружение комплексов QRS;
- фильтр помех от сети, фильтр помех от мышц, фильтр изолинии;
- защита от разрядов дефибриллятора;
- автоматический контроль базовой линии;
- автоматическое подавление дрейфа базовой линии;
- настройка чувствительности к обнаружению пейсмекера;
- добавление имени и фамилии пациента к печати результатов ЭКГ;
- вывод на дисплей и печать 3, 6 или 12 сессий ЭКГ в стандартной модальности и в модальности Cabrera;
- встроенный термопринтер;
- печать на бумаге шириной 112 мм;
- запись и хранение данных 200 ЭКГ (расширение до 1000);
- обнаружение открепления электрода, отдельное для каждого электрода;
- выбор любого канала для определения частоты сердечных сокращений;
- звуковое уведомление об обнаруженной аритмии;
- обнаружение и отображение импульсов стимуляции на печати;
- время работы от батареи - от 6 часов (до 159 ЭКГ).