

Электрокардиограф B&M ECG1206d

ФСЗ 2011/08329

6-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ покоя, интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции, вес 2.25 кг

M&B Electronic Instruments LTD, Китай



Характеристики

Количество каналов	6-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	ЖК дисплей, диагональ 5.7 дюйм.
Размер	284×210×84 мм
Вес	2.25 кг

Описание

Электрокардиограф B&M Electronic Instruments ECG1206d

Особенности электрокардиографа ECG1206d:

- регистрация 12 стандартных отведений;
- режим записи: ручной / автоматический/ анализ аритмии/ интерпретация сжатая/ интерпретация полная/ анализ variability сердечного ритма;
- два варианта компьютерной интерпретации результатов ЭКГ с постановкой диагноза;
- исследование аритмии по трем выбранным отведениям;
- компьютерный анализ variability сердечного ритма по ЧСС и интервалу R-R с построением графиков;
- исследование ритмов по двум выбранным отведениям;
- 5.7 дюймовый ЖК дисплей;
- одновременное отображение/печать 12 стандартных отведений ЭКГ;
- простое и удобное управление с пленочной клавиатуры;
- сохранение в памяти до 100 ЭКГ (опция);

- встроенный термопринтер;
- определение кардиорстимулятора, защита от дефибрилляции;
- возможность подключения к ПК по USB порту, обработка и анализ записанных в ЭКГ данных на ПК;
- питание от сети либо встроенного аккумулятора;
- зарядка при работе от сети.