

Электрокардиограф B&M ECG1212

ФСЗ 2011/08329

12-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ
покоя, интерпретация / регистрация аритмии /
определение кардиостимулятора, принтер /
подключение к ПК / защита от дефибрилляции, вес 5
кг

M&B Electronic Instruments LTD, Китай



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	ЖК, диагональ 8 дюймов, разрешение 800×600
Размер	370×330×96 мм
Вес	5 кг

Описание

Электрокардиограф B&M Electronic Instruments ECG1212

Особенности электрокардиографа ECG1212:

- регистрация 12 стандартных отведений;
- одновременное отображение / печать 12 стандартных отведений ЭКГ;
- пять режимов исследования ЭКГ;
- два варианта компьютерной интерпретации результатов ЭКГ с постановкой диагноза;
- исследование аритмии по трем выбранным отведениям;
- компьютерный анализ вариабельности сердечного ритма по ЧСС и интервалу R-R с построением графиков;
- исследование ритмов по двум выбранным отведениям;
- питание от сети либо встроенного аккумулятора;
- простое и удобное управление с пленочной клавиатуры;
- сохранение в памяти до 200 ЭКГ (опция);
- 8 дюймовый ЖК дисплей;

- встроенный термопринтер;
- определение кардиорстимулятора, защита от дефибрилляции;
- возможность подключения к ПК по USB порту, обработка и анализ данных на ПК (опция);
- время работы от аккумулятора 170 минут;
- зарядка при работе от сети;
- стандарт безопасности CF по IEC 601-1.