

Электрокардиограф Biocare ECG-1215

ФСЗ 2010/08678

12-канальный, стационарный, ЭКГ покоя,
интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-
сигнала, принтер / подключение к ПК, вес 8.6 кг

Biocare Electronics Ltd., Китай



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	ЖК цветной, диагональ 7 дюймов, изменение наклона на 80 градусов
Размер	360×325×380 мм
Вес	8.6 кг

Описание

Электрокардиограф Biocare ECG-1215 - стационарный 12-канальный электрокардиограф с большим дисплеем (7 дюймов) с возможностью изменения наклона.

Особенности электрокардиографа Biocare ECG-1215:

- встроенные фильтры: фильтр для подавления дрейфа изолинии, высокочувствительный цифровой фильтр, мышечный и сетевой фильтры;
- возможность передачи данных в реальном режиме времени на ПК;
- возможность использования SD-карты;
- анализ и интерпретация на русском языке;
- встроенный термопринтер (ширина бумаги 210 мм);
- встроенный аккумулятор обеспечивает непрерывную работу кардиографа до 2 часов;
- возможность передачи данных в реальном режиме времени на ПК через USB порт, - возможность использования SD карты для хранения информации;
- автоматическое обнаружение и запись аритмии;
- замораживание фрагмента волновой формы в реальном режиме времени, воспроизведение, вывод на печать;

- печать на бумаге формата А4 (210 мм);
- встроенный аккумулятор обеспечивает непрерывную работу кардиографа до 2 часов.