

Электрокардиограф Biocare ECG-1230

ФСЗ 2010/08678

12-канальный, стационарный, ЭКГ покоя,
интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-
сигнала, принтер / подключение к ПК, вес 8.6 кг

Biocare Electronics Ltd., Китай



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	сенсорный цветной ЖК дисплей (12.1 дюйма), на подвижной ручке
Размер	360×325×380 мм
Вес	8.6 кг

Описание

Электрокардиограф Biocare ECG-1230

Особенности **Biocare ECG-1230**:

- поддержка SD-карт памяти емкостью до 2 Гб;
- анализ и интерпретация на русском языке;
- режимы: ручная или автоматическая регистрация и интерпретация ЭКГ, обнаружение и запись нарушений сердечного ритма;
- фильтры: высокочувствительный цифровой фильтр (мышечный и сетевой фильтры, фильтр, подавляющий дрейф изолинии);
- возможность передачи данных в реальном режиме времени на ПК;
- возможность соединения с интернетом;
- встроенный термопринтер (ширина бумаги 210 мм);
- аккумулятор встроенный, обеспечивает до 2 часов непрерывной работы устройства.