

Электрокардиограф Biocare ECG-3010

ФСЗ 2010/08678

3-канальный, портативный, ЭКГ покоя, интерпретация
/ фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК

Biocare Electronics Ltd., Китай



Характеристики

Количество каналов	3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	ЖК, диагональ 3.8 дюймов, разрешение 320×240

Описание

Электрокардиограф Biocare ECG-3010 - переносной 3-х канальный электрокардиограф с графическим ЖК-дисплеем на 12 отведений.

Особенности электрокардиографа Biocare ECG-3010:

- автоматическое измерение и интерпретация электрокардиограммы;
- анализ R-R интервала с построением гистограмм и таблиц;
- цифровые технологии изоляции и обработки данных, обеспечивающие надежность полученных данных;
- высокочувствительный цифровой фильтр (мышечный и сетевой фильтры, фильтр, подавляющий дрейф изолинии);
- ЖК дисплей высокого разрешения с подсветкой отображает кардиограмму до её вывода на печать;
- встроенный термопринтер;
- встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу кардиографа;
- возможность передачи данных в реальном режиме времени на ПК через USB порт;
- возможность использования SD карты для хранения информации;
- языки: английский, русский;
- эргономичный дизайн.