

Электрокардиограф Biocare ECG-6010

ФСЗ 2010/08678

6-канальный, портативный, ЭКГ покоя, интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала, подключение к ПК / защита от дефибрилляции

Biocare Electronics Ltd., Китай



Характеристики

Количество каналов	6-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	ЖК, диагональ 5.7 дюймов, разрешение 320×240

Описание

Электрокардиограф Biocare ECG-6010

Особенности электрокардиографа Biocare ECG-6010:

- метод регистрации ЭКГ: ручной / автоматический;
- высокочувствительный цифровой фильтр, подавляющий дрейф изолинии, сетевой и мышечный фильтры;
- автоматическое измерение и интерпретация электрокардиограммы;
- анализ R-R интервала с построением гистограмм и таблиц
- защита от дрейфа изолинии, защита от импульса дефибриллятора;
- хранение нужной информации на SD-карте;
- возможность перенести данные на ПК через USB-порт;
- встроенное аккумуляторное устройство, которое обеспечивает долгую работу прибора в автономном режиме.