

Электрокардиограф Bionet Cardio7

ФСЗ 2012/13038

12-канальный, стационарный, ЭКГ покоя,
интерпретация / регистрация аритмии / определение
кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер /
подключение к ПК, вес 3.5 кг

Bionet Co. Ltd., Южная Корея



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	сенсорный ЖК, диагональ 7 дюймов, разрешение 800×480 пикс.
Размер	296×305×93 мм
Вес	3.5 кг

Описание

Электрокардиограф Bionet Cardio7 - это медицинский аппарат стационарного типа. Его основная функция заключается в измерении биоэлектрических потенциалов сердца с целью диагностики заболевания ССС. Прибор имеет широкий спектр применения: его используют машины скорой помощи, реанимационные бригады, кардиологические службы, больницы и госпитали.

Особенности электрокардиографа Bionet Cardio7:

- электрокардиограмма отслеживается по двенадцати каналам;
- интерпретация результатов 130-тью способами на основе AdvanceMinnesotaCode;
- возможность диагностирования людей любого возраста;
- одним касанием можно выполнить анализ, распечатку и сохранение результатов исследования;
- выявление кардиостимуляторов в организме пациента;
- автоматическое обнаружение аритмии;
- встроенный термопринтер;
- печать ЭКГ в различных форматах, в виде отчетов (по 3, 6 и 12 каналам);
- печать происходит на обычной бумаге (низкие эксплуатационные расходы);

- интерфейс: LAN-порт, интерфейс RS-232, USB;
- память: встроенная - 120 ЭКГ, возможность поддержки внешней USB-памяти;
- обновление программного обеспечения бесплатно через интернет;
- емкость батареи: 1 час обычного режима пользования (примерно 100 автоматических распечаток ЭКГ).