

Электрокардиограф Bionet CardioCare 2000

ФСЗ 2012/13038

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя,
интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-
сигнала, принтер / подключение к ПК, вес 3 кг

Bionet Co. Ltd., Южная Корея



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	ЖК-дисплей, 2×16 знаков
Размер	296×305×93 мм
Вес	3 кг

Описание

Электрокардиограф Bionet CardioCare 2000 позволяет получать электрокардиограмму с высокой точностью. Для удобства пользователей существуют 3 режима мониторинга, записи и копирования, встроенная система интерпретации, а также возможность подключения к ПК для управления процессом диагностики и распечатки результатов на обычном принтере.

Особенности электрокардиографа Bionet CardioCare 2000:

- точная диагностическая информация;
- получение точных данных с 12 отведений в случае возникновения проблемы;
- 85 способов интерпретации результатов диагностики, основанных на Advanced Minnesota Code;
- возможность использовать обычную бумагу для факса с сетчатой разметкой;
- удобная система управления данными о пациентах;
- контроль качества сигнала: обнаружение отсоединенного отведения;
- фильтры: сетевой, ЭМГ, базовой линии, фильтр нижних частот;
- ЖК-дисплей 2×16 знаков (чувствительность, скорость, состояние фильтра, ЧСС, форма печати, отведение ритма);
- интерфейс RS-232, LAN, модемный интерфейс для отправки и получения результатов ЭКГ по факсу.