

Электрокардиограф Bionet CardioTouch 3000

ФСЗ 2012/13038

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя / спирометрия,
интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер /
подключение к ПК, вес 3 кг

Bionet Co. Ltd., Южная Корея



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / спирометрия
Функции	интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	графический сенсорный ЖК-дисплей 320×240 знаков
Размер	296×306×93 мм
Вес	3 кг

Описание

Электрокардиограф Bionet CardioTouch 3000

Электрокардиограф **CardioTouch 3000** выполнен в двух модификациях:

CardioTouch 3000 - 12-канальный электрокардиограф, базовая комплектация.

CardioTouch 3000S - модификация со спирометрическим датчиком.

Особенности электрокардиографа Bionet CardioTouch 3000:

- автоматический анализ и интерпретация;
- фильтры: сетевой, фильтр ЭМГ, изолиния, фильтр нижних частот;
- основные параметры: ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, оси P-R-T;
- графический ЖК-дисплей 320x240 знаков
- контроль качества сигнала: обнаружение отсоединенного отведения
- встроенный термопринтер;
- диаграммная бумага формата A4;
- память: сохранение данных до 30 ЭКГ;
- подключение к ПК: RS-232 и LAN;
- питание: сеть переменного тока или встроенный аккумулятор;

- емкость батареи: 1 час обычного режима пользования (примерно 100 автоматических распечаток ЭКГ).