

Электрокардиограф Bionet CardioXP

ФСЗ 2012/13038

12-канальный, стационарный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / ЭКГ по Холтеру / измерение АД / спирометрия, интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК, вес 3.5 кг

Bionet Co. Ltd., Южная Корея



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / ЭКГ по Холтеру / измерение АД / спирометрия
Функции	интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	сенсорный ЖК, диагональ 7 дюймов, разрешение 800×480
Размер	300×299×123 мм
Вес	3.5 кг

Описание

Электрокардиограф Bionet CardioXP - высокоточный, многофункциональный, несложным в использовании электрокардиограф.

Особенности электрокардиографа CardioXP:

- ЭКГ покоя;
- система стресс-испытаний;
- спирометрия;
- измерение артериального давления;
- холтеровский монитор (портативное устройство для непрерывного мониторинга сердечнососудистой системы по меньшей мере в течение 24 часов);
- интерпретация: взрослые + педиатрия;
- базовый и профессиональный уровни диагностики;
- подробный отчет сердцебиений;
- фильтры: АС, мышечной активности, фильтры сетевые, фильтр нижних частот;
- встроенный принтер (для печати используется фальцованная бумага);

- память рассчитана на более 120 ЭКГ результатов;
- интерфейс: RS 232C, последовательный порт, локальная сеть, USB, карта памяти SD;
- обновление программного обеспечения через Интернет.