

Электрокардиограф BTL-08 SD

РЗН 2020/12643

6-канальный / 3-канальный / 1-канальный,
портативный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой,
интерпретация / определение кардиостимулятора /
фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК, вес
2 кг

BTL Industries Limited, Великобритания



Характеристики

Количество каналов	6-канальный / 3-канальный / 1-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой
Функции	интерпретация / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	графический ЖК, размер 70×36 мм, разрешение 128×64 пикс.
Размер	276×168×74 мм
Вес	2 кг

Описание

Электрокардиографы BTL-08 SD - компактные, портативные электрокардиографы, разработанные для быстрой регистрации ЭКГ в ручном и автоматическом режимах.

Особенности электрокардиографа BTL-08 SD:

- регистрация 12 отведений;
- усреднение, анализ, текстовая интерпретация;
- подключение к ПК с программным обеспечением BTL CardioPoint-ECG;
- индикация контакта каждого электрода;
- цифровые фильтры: адаптивный сетевой, изолинии, мышечных артефактов;
- обнаружение кардиостимулятора;
- эргометрия с программным обеспечением BTL CardioPointErgo;
- подключение к программному обеспечению BTL CardioPoint;
- встроенный термический принтер (ширина бумаги 58 мм);
- интерфейс: RS-232, USB-порт;

- возможность электропитания от сети или батареи.

Модификации BTL-08 SD:

Модификация	Характеристика
BTL-08 SD1 ECG	1-канальный электрокардиограф с экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям
BTL-08 SD3 ECG	3-х канальный электрокардиограф с экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям
BTL-08 SD3 ECG diag	3-х канальный электрокардиограф с экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям и программами диагностики
BTL-08 SD6 ECG	6-ти канальный электрокардиограф с экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям
BTL-08 SD6 ECG diag	6-ти канальный электрокардиограф с экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям и программами диагностики