

## Электрокардиограф BTL CARDIOPOINT ECG C300 / C600

РЗН 2016/4240

3-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / ЭКГ по Холтеру / измерение АД / суточное мониторирование АД / спирометрия, принтер / подключение к ПК, вес 2 кг



BTL Industries Limited, Великобритания

### Характеристики

---

|                        |                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество каналов     | 3-канальный                                                                                               |
| Тип электрокардиографа | портативный / стационарный                                                                                |
| Методы диагностики     | ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / ЭКГ по Холтеру / измерение АД / суточное мониторирование АД / спирометрия |
| Встроенные возможности | принтер / подключение к ПК                                                                                |
| Размер                 | 276×168×74 мм                                                                                             |
| Вес                    | 2 кг                                                                                                      |

### Описание

---

**BTL CardioPoint** – это универсальное и полное программное решение, объединяющее **ЭКГ покоя, стресс-тест, холтеровское мониторирование, мониторирование артериального давления и спирометрию** в единую платформу. Возможности диагностики, графические и сетевые конфигурации позволяют адаптировать программное обеспечение к требованиям пользователя, пользователю не приходится подстраиваться под него.

В стандартной конфигурации программное обеспечение **BTL CardioPoint-ECG** поставляется с электрокардиографом **BTL-08 SD3**. Данный электрокардиограф имеет **термопринтер** и **встроенный аккумулятор**, поэтому, при необходимости, может использоваться отдельно от компьютера, как портативный прибор. В случае необходимости расширенных функций, к программному обеспечению BTL CardioPoint-ECG можно подключить и другие электрокардиографы BTL (кроме 1-канального электрокардиографа SD1).

#### Особенности BTL CardioPoint:

- ЭКГ покоя;
- стресс-тест;
- холтеровское мониторирование;
- суточное мониторирование артериального давления (СМАД);
- спирометрия;

- термопринтер;
- построение гистограммы;
- возможность передачи записей ЭКГ на другие компьютеры в сети BTL и экспорт в сторонние системы с помощью протоколов HL7, DICOM или GDT;
- функция сравнения записей ЭКГ, форм волн ЭКГ, а также в данные диагностики пациента;
- питание: встроенный аккумулятор;

| Характеристики \ модификации            | BTL CardioPoint ECG C300 | BTL CardioPoint ECG C600 |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Экстренная запись ЭКГ                   | +                        | +                        |
| Длинная запись ЭКГ                      | +                        | +                        |
| ЭКГ Эйнтховен / Кабрера                 | +                        | +                        |
| Индикатор контакта                      | +                        | +                        |
| Автоматическое измерение комплексов ЭКГ | +                        | +                        |
| Ручное измерение                        | +                        | +                        |
| Автоматическая текстовая интерпретация  |                          | +                        |
| QT модуль                               |                          | +                        |
| ST карта                                |                          | +                        |
| Сравнение записей ЭКГ                   |                          | +                        |
| Векторкардиограмма                      |                          | +                        |