

Электрокардиограф BTL CARDIOPOINT ECG E300 / E600

РЗН 2016/4240

3-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / ЭКГ по Холтеру / измерение АД / спирометрия, принтер / подключение к ПК, вес 2 кг

BTL Industries Limited, Великобритания



Характеристики

Количество каналов	3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / ЭКГ по Холтеру / измерение АД / спирометрия
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Размер	276×168×74 мм
Вес	2 кг

Описание

BTL CardioPoint – это универсальное и полное программное решение, объединяющее **ЭКГ покоя, стресс-тест, холтеровское мониторирование, мониторирование артериального давления и спирометрию** в единую платформу. Возможности диагностики, графические и сетевые конфигурации позволяют адаптировать программное обеспечение к требованиям пользователя, пользователю не приходится подстраиваться под него.

В стандартной конфигурации программное обеспечение **BTL CardioPoint-ECG** поставляется с электрокардиографом **BTL-08 SD3**. Данный электрокардиограф имеет **термопринтер** и **встроенный аккумулятор**, поэтому, при необходимости, может использоваться отдельно от компьютера, как портативный прибор. В случае необходимости расширенных функций, к программному обеспечению BTL CardioPoint-ECG можно подключить и другие электрокардиографы BTL (кроме 1-канального электрокардиографа SD1).

Особенности BTL CardioPoint:

- ЭКГ покоя;
- стресс-тест;
- суточное мониторирование по Холтеру;
- мониторирование АД;
- спирометрия;
- ST карта;

- термопринтер;
- построение гистограммы;
- возможность передачи записей ЭКГ на другие компьютеры в сети BTL и экспорт в сторонние системы с помощью протоколов HL7, DICOM или GDT;
- функция сравнения волн ЭКГ;
- питание: встроенный аккумулятор.

Параметры \ модификации	BTL CardioPoint-ECG E300	BTL CardioPoint-ECG E600
Поддержка автоматического измерения АД	+	+
Настройки ST - изменение положения точки J	+	+
Редактор стресс-тест протокола	+	+
Тенденции сердечного ритма, ST, BP и нагрузка	+	+
Автоматический и ручной режим нагрузки	+	+
Индикатор контакта электродов	+	+
Создание профиля	-	+
Заморозка сигнала; обзор	-	+
Модуль QT	-	+
Определение аритмии; анализ	-	+
Оценка риска	-	+
ST карты	-	+
Прогноз максимальной нагрузки	-	+
Ramp протокол	-	+
Коррекция для ручного измерения	-	+
Рельефная карта	-	+