

Электрокардиограф Cardioline AR1200 ADV

РЗН 2014/2209

6-канальный, портативный, ЭКГ покоя, интерпретация / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции, вес 1.85 кг

Cardioline S.p.A., Италия



Характеристики

Количество каналов	6-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	графический ЖК-дисплей с подсветкой 32×120 пикселей (61×16 мм)
Размер	320×72×240 мм
Вес	1.85 кг

Описание

Электрокардиограф Cardioline AR1200 ADV сочетает в многоканальном электрокардиографе универсальность, надежность и широкие возможности модернизации, характерные для кардиографов последнего поколения. Электрокардиограф AR1200 ADV отвечает высоким требованиям специалистов функциональной диагностики и кардиологов к качеству диагностических ЭКГ-систем.

Особенности электрокардиографа AR1200 ADV:

- легко адаптируется к индивидуальным потребностям, предлагая современную диагностическую поддержку и средства для передачи информации;
- широкий выбор дополнительных функций значительно расширяет возможности прибора;
- интерпретация - эффективная и надежная диагностическая поддержка, анализ проводится одновременно по 12 каналам и может быть распечатан в удобном для врача формате;
- возможность автоматической интерпретации ЭКГ-сигнала на ПК;
- измерение параметров - автоматический расчет основных параметров ЭКГ;
- распознавание импульса кардиостимулятора;

- встроенная защита от дефибрилляции;
- цифровые фильтры - сетевых наводок, антитреморный, антидрейф;
- беспроводное соединение с компьютером через Bluetooth цифровой интерфейс;
- ИК-порт — для связи с ПК;
- память — сохранение 20 кардиограмм без необходимости их распечатки;
- сохранение последней записи ЭКГ - с возможностью копирования;
- отображение в режиме реального времени 12 отведений ЭКГ на экране ПК с помощью программного обеспечения CARDIOLINE;
- встроенный термопринтер - 8 точек/мм, ширина печати — 110 мм;
- мембранная клавиатура — с функциональными и буквенно-цифровыми клавишами;
- работа от сети и от встроенного аккумулятора - 2 часа, 300 кардиограмм автономной работы.