

Электрокардиограф Cardioline AR1200view

РЗН 2014/2209

6-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ покоя,
интерпретация / определение кардиостимулятора /
фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК /
защита от дефибрилляции, вес 2.15 кг

Cardioline S.p.A., Италия



Характеристики

Количество каналов	6-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	цветной графический 480×272 пикселей (95×54 мм)
Размер	320×72×240 мм
Вес	2.15 кг

Описание

Электрокардиограф Cardioline AR1200view сочетает в многоканальном электрокардиографе универсальность, надежность и широкие возможности модернизации, характерные для кардиографов последнего поколения. Новая модель электрокардиографа ar1200view с беспроводной, простой и надежной bluetooth-технологией передачи информации на ПК позволяет установить прибор в любой части кабинета без жесткой привязки к компьютеру.

Особенности электрокардиографа AR1200view:

- измерение параметров: автоматический расчет основных параметров ЭКГ;
- интерпретация: эффективная и надежная диагностическая поддержка, анализ проводится одновременно по 12 каналам и может быть распечатан в удобном для врача формате;
- архивация на ПК: сохранение ЭКГ на персональном компьютере с помощью программного обеспечения CARDIOLINE;
- ПК ЭКГ: отображение в режиме реального времени 12 отведений ЭКГ на экране ПК с помощью программного обеспечения CARDIOLINE; - возможность проведение автоматической интерпретации ЭКГ сигнала на ПК;
- встроенная защита от дефибрилляции;

- распознавание импульса кардиостимулятора;
- цифровые фильтры: сетевых наводок, антитреморный, антидрейф;
- режим работы:
 - ручной - запись и распечатка в режиме реального времени;
 - автоматический - одновременная запись 12 отведений;
 - программируемый - одновременная запись 12 отведений в течение заданного времени;
 - ПК-ЭКГ (опция) - передача сигнала в режиме реального времени на персональный компьютер;
 - бумаго-сберегающий (опция) - регистрация ЭКГ без распечатки.
- встроенный термопринтер: 8 точек/мм, ширина печати - 110 мм;
- Bluetooth порт для связи с ПК;
- память: сохранение 200 кардиограмм без необходимости их распечатки;
- работа от сети и от встроенного аккумулятора (100 мин при 3-х канальном формате печати, 200 кардиограмм автономной работы).