

Электрокардиограф Cardioline AR2100view

РЗН 2014/2209

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя,
интерпретация / определение кардиостимулятора /
фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК /
защита от дефибрилляции, вес 3.7 кг

Cardioline S.p.A., Италия



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	цветной ЖК дисплей с диагональю 4.3", разрешение 480×272 пикселей
Размер	325×80×345 мм
Вес	3.7 кг

Описание

Электрокардиограф Cardioline AR2100view - флагманская 12-ти канальная модель, воплотившая в себе все новейшие достижения, характерные для последнего поколения кардиографов CARDIOLINE.

Особенности электрокардиографа Cardioline AR2100view:

- 12-ти канальный, 12 стандартных отведений;
- режим работы:
 - ручной - запись и распечатка в режиме реального времени;
 - автоматический - автоматическая запись и печать ЭКГ в течение 10 сек. с возможностью последующего анализа;
 - авто-таймер - запись ЭКГ с интервалами заданными пользователем;
 - бумаго-сберегающий - автоматическая запись и сохранение ЭКГ без печати на бумаге.
- интерпретация: одновременный анализ по 12 стандартным отведениям с возможностью печати в удобном для врача формате;

- автоматическое распознавание импульса кардиостимулятора;
- цифровые фильтры: сетевых помех, антитреморный, антидрейф;
- защита от дефибрилляции;
- встроенный термопринтер: 8 точек/мм, ширина печати – 210 мм;
- память: сохранение в памяти электрокардиографа до 200 кардиограмм с возможностью их последующей распечатки;
- подключение к ПК: встроенный Bluetooth-интерфейс;
- питание: от сети и от встроенного аккумулятора большой емкости;
- продолжительность работы от встроенного аккумулятора: 80 мин. (в 6-канальном режиме).