

Электрокардиограф Cardioline AR600adv

РЗН 2014/2209

3-канальный, портативный, ЭКГ покоя, интерпретация
/ фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК /
защита от дефибрилляции, вес 1 кг

Cardioline S.p.A., Италия



Характеристики

Количество каналов	3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	графический ЖК, размеры: 32 × 120 пикселей (61 × 16 мм)
Размер	250×60×185 мм
Вес	1 кг

Описание

Электрокардиограф AR 600 ADV - это портативный трехканальный электрокардиограф, воплотивший в себе универсальность, надежность и широкие возможности для модернизации. По своим характеристикам этот аппарат полностью соответствует требованиям к электрокардиографам нового поколения.

Особенности электрокардиографа AR 600 ADV:

- компактность и малый вес: с аккумулятором ЭКГ-аппарат весит всего 1 кг, габариты - 25×6×18.5 см;
- удобный интерфейс: графический ЖК дисплей и полноценная клавиатура;
- легкость адаптации к индивидуальным потребностям и широкий выбор дополнительных функций;
- режим работы:
 - ручной - запись и распечатка в режиме реального времени;
 - автоматический - одновременная запись 12 отведений;
 - программируемый - одновременная запись 12 отведений в течение заданного времени;
 - ПК-ЭКГ (опция) - передача сигнала в режиме реального времени на персональный компьютер;
 - бумаго-сберегающий (опция) – регистрация ЭКГ без распечатки.
- интерфейс: ЖК-дисплей с подсветкой, клавиатура с функциональными и буквенными клавишами;

- встроенный термопринтер: 8 точек/мм, ширина печати – 50 мм. Скорость печати: 5, 25, 50 мм/с;
- цифровые фильтры: сетевых наводок, антитреморный, антидрейф;
- защита от дефибрилляции;
- подключение к ПК: ИК-порт;
- память: сохранение 20 кардиограмм без необходимости их распечатки;
- интерпретация: эффективная и надежная диагностическая поддержка, анализ проводится одновременно по 12 каналам и может быть распечатан в удобном для врача формате;
- архивация на ПК: сохранение ЭКГ на персональном компьютере с помощью программного обеспечения CARDIOLINE;
- отображение в режиме реального времени 12 отведений ЭКГ на экране ПК с помощью программного обеспечения CARDIOLINE;
- возможность проведения автоматической интерпретации ЭКГ сигнала на ПК;
- длительная автономная работа от аккумулятора - 3 часа (200 кардиограмм).