


Электрокардиограф Cardioline ECG100L / ECG200L

РЗН 2020/8943

12-канальный / 6-канальный / 3-канальный,
портативный / стационарный, ЭКГ покоя,
интерпретация / регистрация аритмии / определение
кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер /
подключение к ПК / защита от дефибрилляции

Cardioline S.p.A., Италия



Характеристики

Количество каналов	12-канальный / 6-канальный / 3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	цветной ЖК сенсорный, ECG100L: диагональ 5", ECG200L: диагональ 7"
Размер	270×190×60 мм (ECG100L), 413×295×80 мм (ECG200L) мм

Описание

Электрокардиографы Cardioline ECG100L и ECG200L - это высокоэффективные, многоканальные электрокардиографы с алгоритмом интерпретации для обследования в состоянии покоя.

Особенности электрокардиографов Cardioline ECG100L, ECG200L:

- анализ по 12 отведениям;
- интерпретация ЭКГ: Программа анализа Glasgow для взрослых и детей
- фильтры: цифровой высокочастотный, цифровой адаптивный сетевых помех, цифровой низкочастотный;
- распознавание водителя ритма: на аппаратном уровне совместно с цифровым фильтром свертки;
- защита от дефибрилляции;
- формат экспорта данных: SCP, PDF и другие форматы с помощью внешнего SW ПК;
- встроенный термопринтер;
- интерфейс: USB;
- внутренняя память - 50 ЭКГ;

- питание комбинированное (от сети и от встроенного аккумулятора большой емкости);
Дополнительно для электрокардиографа Cardioline ECG200L: специальная тележка с держателем для кабеля пациента.

Отличия электрокардиографов Cardioline ECG100L и ECG200L:

Характеристики	Cardioline ECG100L	Cardioline ECG200L
Количество каналов	3 / 6	12
Ширина принтера	100 мм	200 мм
Дисплей	диагональ 5"	диагональ 7"
Размеры	270×190×60 мм	413×295×80 мм
Вес	1.5 кг	3.8 кг