


Электрокардиограф Cardioline ECG100s / ECG200s

РЗН 2020/8943

12-канальный / 6-канальный / 3-канальный,
портативный, ЭКГ покоя, интерпретация / регистрация
аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр
ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК / защита от
дефибрилляции, вес 2.6 кг

Cardioline S.p.A., Италия



Характеристики

Количество каналов	12-канальный / 6-канальный / 3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	цветной ЖК, ECG100s: диагональ 4.3", ECG200s: диагональ 7"
Размер	285×204×65 мм (ECG100s), 396×290×80 мм (ECG200s) мм
Вес	2.6 кг

Описание

Электрокардиографы Cardioline ECG100s и ECG200s, разработанные на базе моделей флагманской линейки, сохранили все преимущества флагманов, обеспечивающих высокий уровень эффективности и производительности, и включают лишь самое необходимое для работы с внешними системами. Эта комбинация является идеальным решением для врачей общей практики, частных кабинетов функциональной диагностики и небольших клиник.

Особенности электрокардиографов Cardioline ECG100s, ECG200s:

- режимы регистрации ЭКГ: автоматический, ручной, экстренный;
- кабель пациента: 10 отведений;
- исключительное качество интерпретации обеспечивается всемирно известным алгоритмом Glasgow (опция), который предлагает высочайшую точность анализа данных для взрослых и детей, начиная с первого дня жизни;

- измерения ЭКГ: по всем отведениям, средние, скорректированные, ЧСС, RR, PR, QRS, интервал: QT, QTc Hodges, QTc Bazett, QTc Fridericia, max R[V5], [V6] и S[V1], индекс Sokolow-Lyon, P, R, T ось;
- фильтры: цифровой высокочастотный, цифровой адаптивный сетевых помех, цифровой низкочастотный;
- программное обеспечение для работы на ПК: ECGWebApp;
- распознавание водителя ритма на аппаратном уровне совместно с цифровым фильтром свертки;
- встроенный термопринтер;
- формат экспорта данных: SCP, PDF;
- защита от дефибрилляции по стандартам AAMI/IEC;
- интерфейс: порт LAN, USB, WiFi;
- встроенная память на 100 ЭКГ.

Отличия электрокардиографов Cardioline ECG100s и ECG200s:

Характеристики	Cardioline ECG100s	Cardioline ECG200s
Количество каналов	3 / 6	3 / 6 / 12
Ширина принтера	100 мм	210 мм
Дисплей	диагональ 4.3"	диагональ 7"
Размеры	285×204×65 мм	396×290×80 мм
Вес	1.8 кг	2.6 кг