

Электрокардиограф CARDIONICS CardioPlug

ФСЗ 2008/02648

12-канальный, стационарный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / ЭКГ по Холтеру, интерпретация, подключение к ПК, вес 270 кг

Cardionics S.A., Бельгия



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / ЭКГ по Холтеру
Функции	интерпретация
Встроенные возможности	подключение к ПК
Дисплей	отображение данных на экране ПК
Размер	260×190×100 мм
Вес	270 кг

Описание

Электрокардиограф CARDIONICS CardioPlug - это цифровой ЭКГ-рекордер, который подключается непосредственно к USB-порту ПК, таким образом, компьютер становится устройством ЭКГ.

Особенности Электрокардиографа CardioPlug:

- непрерывная визуализация 12 отведений ЭКГ на экране ПК;
- совместим с любым типом ПК;
- передача информации в формате PDF, JPEG (WML, XPEG);
- автоматизированная интерпретация перед ручным осмотром кардиологом.