

Электрокардиограф Schiller CARDIOVIT AT-10 plus

РЗН 2016/3559

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / спирометрия, принтер / подключение к ПК

Schiller AG, Швейцария



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / спирометрия
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	цветной ЖК экран 10.4" с регулируемым углом наклона

Описание

Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-10 plus - многоканальная диагностическая станция для углубленного анализа ЭКГ. Электрокардиограф AT-10 plus объединяет в себе проверенные технологии регистрации ЭКГ и самые инновационные ИТ-разработки.

Особенности CARDIOVIT AT-10 plus:

- компактный дизайн в форме ноутбука;
- измерение ЭКГ покоя, ЭКГ нагрузки, пейсмекера, анализ HRV;
- измерение частоты стимуляции, длительность стимуляции предсердий и желудочков, интервалы между стимуляциями;
- программа нагрузочного тестирования, тромболизиса, измерения пейсмекера, анализ поздних потенциалов, спирометрия;
- интерпретация ЭКГ покоя для взрослых, детей и новорожденных;
- встроенная память;
- беспроводная передача данных;
- коммуникационный модуль для передачи данных в формате XML в информационную систему через сеть Ethernet;
- интерфейсы для передачи данных на ПК, для подключения эргометров, для внешнего монитора;
- полный спектр функций временного и частотного анализа вариабельности ЧСС;
- тестирование функции внешнего дыхания: FVC, SVC, MVV;
- анализ сигнал-усредненной ЭКГ (определение наличия поздних потенциалов - оценка риска развития аритмии);
- автоматические или выбранные пользователем установки;

- экспорт отчетов в формат DICOM;
- компьютерная программа управления данными SEMA.