

Электрокардиограф Schiller CARDIOVIT AT-101

РЗН 2016/3559

3-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / спирометрия, фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК, вес 2.6 кг

Schiller AG, Швейцария



Характеристики

Количество каналов	3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / спирометрия
Функции	фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	трехканальный графический ЖК-дисплей: 320×240 точек
Размер	290×198×76 мм
Вес	2.6 кг

Описание

Электрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-101 - надежный, простой в обращении электрокардиограф, удобен как для стационарного использования, так и для регистрации ЭКГ в амбулаторных условиях.

Особенности CARDIOVIT AT-101:

- трехканальный электрокардиограф;
- ЭКГ покоя, ЭКГ под нагрузкой, тромболизис, спирометрия;
- контроль функционирования искусственного водителя ритма;
- анализ вариабельности сердечного ритма и сигнал-усредненной ЭКГ;
- программа интерпретации ЭКГ для взрослых, детей и новорожденных;
- печать 3 каналов на встроенном и до 12 каналов на внешнем принтере;
- печать отчетов на внутреннем или внешнем принтере в формате, программируемом пользователем;
- интерфейс для передачи данных на ПК;
- компьютерная программа управления данными SEMA.