

Электрокардиограф Schiller CARDIOVIT AT-104PC

РЗН 2016/3559

3-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / спирометрия, фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК

Schiller AG, Швейцария



Характеристики

Количество каналов	3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / спирометрия
Функции	фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК

Описание

Электрокардиограф Schiller CARDIOVIT AT-104PC - это уникальный кардиограф, который одновременно является мобильным и стационарным прибором: работает в автономном режиме как 3-х канальный кардиограф без экрана, а в комплекте с ПК - в режиме усилителя ЭКГ.

Особенности CARDIOVIT AT-104PC:

- работа на базе ПК или автономно;
- автоматический и ручной режимы работы;
- ЭКГ покоя, ЭКГ нагрузки и спирометрии, определение пейсмейкера;
- программа «С» - программа анализа (интервалы, амплитуды, электрические оси, усредненные комплексы, интерпретационные сообщения для взрослых и детей);
- длительная регистрация ритма;
- расчет QT дисперсии;
- последовательное сравнение регистраций пациента;
- фильтры ЭКГ-сигнала;
- встроенный термопринтер;
- работа от сети и аккумулятора.