

Электрокардиограф Schiller CARDIOVIT CS-200

РЗН 2016/3559

12-канальный, стационарный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / ЭКГ по Холтеру / измерение АД / суточное мониторирование АД / спирометрия, интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК

Schiller AG, Швейцария



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / ЭКГ по Холтеру / измерение АД / суточное мониторирование АД / спирометрия
Функции	интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	ЖК-монитор с диагональю 17 дюймов

Описание

Электрокардиограф Schiller CARDIOVIT CS-200 - это комплексное решение для проведения диагностических исследований. Диагностическая станция располагает широкими возможностями.

Особенности CARDIOVIT CS-200:

- диагностическая система на специальной тележке;
- отображение 12 отведений на экране;
- ЭКГ покоя, ЭКГ нагрузки, спирометрия, векторкардиография 3D;
- длительная регистрация ритма;
- интерпретация ЭКГ для взрослых и детей;
- печать ЭКГ на встроенный или внешний принтеры;
- широкие сетевые возможности, экспорт в форматах PDF, XML;
- неограниченное число протоколов для велорэргометров и беговых дорожек;
- оперативное изменение протокола во время нагрузки, в том числе точки измерения сегмента ST;
- анализ ST в режиме реального времени;
- расчет QT дисперсии;
- анализ поздних потенциалов миокарда желудочков;
- возможность передачи данных исследований в СУБД SEMA.