

Электрокардиограф Carewell ECG-1101

ФСЗ 2012/11869

1-канальный, портативный, ЭКГ покоя, интерпретация / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции, вес 2.3 кг

Carewell Electronics Co. Ltd, Китай



Характеристики

Количество каналов	1-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	ЖК
Размер	295×260×60 мм, 415×195×380 мм
Вес	2.3 кг

Описание

Электрокардиограф Carewell ECG-1101B / ECG-1101C / ECG-1101G

Особенности электрокардиографа Carewell ECG-1101:

- 12 стандартных отведений, Cabrera;
- режим работы: автоматический, мануальный;
- автоматический анализ и интерпретация;
- обнаружение кардиостимулятора;
- фильтры ЭКГ: Антитреморный, антидрейфовый и режекторный;
- защита от дефибрилляции;
- интерфейс: USB;
- встроенный термопринтер (ширина бумаги 50 мм);
- обнаружение и сигнализация при выводе и низкой емкости батареи;
- автоматическая настройка базовой линии для оптимальной печати;
- связь с ПК (опция);
- питание: от батареи / от сети;

- удобная конструкция с ручкой для переноски.

Отличия модификаций Carewell ECG-1101:

Модель	Автоматическое измерение	Размер дисплея	Ширина бумаги	Файлы	Помощь	RS232	USB	Беспроводное соединение	SD карта
ECG-1101 B	да	20×2 символов	50 мм	нет	нет	да	опция	нет	нет
ECG-1101 C	да	192×64	50 мм	нет	нет	да	опция	нет	нет
ECG-1101 G	да	3.8 дюймов	50 мм	да	да	да	опция	нет	опция