

## Электрокардиограф Carewell ECG-1103

ФСЗ 2012/11869

3-канальный, портативный, ЭКГ покоя, интерпретация  
/ регистрация аритмии / определение  
кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер /  
подключение к ПК / защита от дефибрилляции

Carewell Electronics Co. Ltd, Китай



### Характеристики

|                        |                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество каналов     | 3-канальный                                                                                 |
| Тип электрокардиографа | портативный                                                                                 |
| Методы диагностики     | ЭКГ покоя                                                                                   |
| Функции                | интерпретация / регистрация аритмии / определение<br>кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала |
| Встроенные возможности | принтер / подключение к ПК / защита от<br>дефибрилляции                                     |
| Дисплей                | цветной сенсорный ЖК                                                                        |

### Описание

**Электрокардиограф Carewell ECG-1103 B / G / GW / L / LW** - высокоэффективные 3-канальные цифровые электрокардиографы.

#### Особенности электрокардиографов Carewell ECG-1103 B / G / GW / L / LW:

- одновременное получение данных по 12 отведениям: Standard и Cabrera;
- режим работы: автоматический / ручной;
- интерпретация и анализ;
- распознавание аритмии и кардиостимулятора;
- функция фильтрации ЭКГ;
- применение базы данных CSE и AHA, надежные результаты измерения и анализа;
- автоматическая настройка базовой линии для оптимальной печати;
- встроенный термопринтер;
- внутренняя память - 12 файлов ЭКГ (недоступно в ECG-1103B);
- 250 файлов ЭКГ можно сохранить на SD-карту (опция, недоступна в ECG-1103B);
- связь с ПК: USB (опция);
- сигналы при низкой емкости батареи;
- AC, DC и питание от батареи.

**Отличия модификаций электрокардиографа ECG-1103:**

Модели отличаются размером дисплея и шириной бумаги для принтера.

| Модель            | Автоматические<br>измерение | LCD<br>размер | Дисплей | Ширина<br>бумаги | FILE | Помощь | RS232 | USB   | SD<br>карта |
|-------------------|-----------------------------|---------------|---------|------------------|------|--------|-------|-------|-------------|
| <b>ECG-1103B</b>  | да                          | 162×64        | 3CH     | 63 мм            | нет  | нет    | да    | опция | нет         |
| <b>ECG-1103G</b>  | да                          | 3.8<br>дюйм   | 12CH    | 63 мм            | да   | да     | да    | опция | опция       |
| <b>ECG-1103GW</b> | да                          | 3.8<br>дюйм   | 12CH    | 80 мм            | да   | да     | да    | опция | опция       |
| <b>ECG-1103L</b>  | да                          | 6 дюйм        | 12CH    | 63 мм            | да   | да     | да    | опция | опция       |
| <b>ECG-1103LW</b> | да                          | 6 дюйм        | 12CH    | 80 мм            | да   | да     | да    | опция | опция       |