

Электрокардиограф Carewell ECG-1106L

ФСЗ 2012/11869

6-канальный, портативный, ЭКГ покоя, интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции, вес 2.5 кг



Carewell Electronics Co. Ltd, Китай

Характеристики

Количество каналов	6-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	ЖК цветной сенсорный, диагональ 5.6 дюйма, разрешение 640×480 пикс.
Размер	345×300×80 мм
Вес	2.5 кг

Описание

Электрокардиограф Carewell ECG-1106L

- одновременное получение данных по 12 отведениям;
- режим регистрации: АВТО, ВРУЧНУЮ и АНАЛИЗ;
- фильтры: переменного тока, электромиограмм и дрейфа изолинии;
- внутреннее хранение 180 архивов ECG;
- передача данных LAN/Wifi;
- форматы: PDF/SCP;
- цветной, сенсорный ЖК дисплей 5.6 дюйма;
- быстрый выход кардиографа на рабочий режим (в течение 3 секунд);
- функция сохранения 10000 ЭКГ файлов на жестком диске (опция);
- встроенный термопринтер;
- термобумага: рулон шириной 112 мм/длиной 30 или 20 м;
- передача ЭКГ данных на компьютер (опция);

- функция стоп-кадр и предварительный просмотр ЭКГ перед печатью;
- автоматическое измерение и интерпретация ЭКГ на основе CSE и АНА баз данных;
- возможность подключения лазерного принтера, сканера штрих-кодов и прибора чтения магнитных карт;
- функция автоматического сохранения данных аномальных ЭКГ.