

Электрокардиограф Carewell ECG-1112

ФСЗ 2012/11869

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя,
интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-
сигнала, принтер / подключение к ПК, вес 3.5 кг

Carewell Electronics Co. Ltd, Китай



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	монохромный ЖК дисплей, ECG-1112: диагональ: 5.7 дюймов, ECG-1112L: диагональ 6 дюймов
Размер	ECG-1112: диагональ: 5.7 дюймов, ECG-1112L: диагональ 6 дюймов мм
Вес	3.5 кг

Описание

Электрокардиографы Carewell ECG-1112 / ECG-1112L - современный 12-канальный компактный цифровой электрокардиограф с максимальным потенциалом для регистрации, исследования электрических полей сердца и диагностики возможных патологий в его работе. **ECG-1112** и **ECG-1112L** отличаются размером дисплея (ECG-1112: диагональ: 5.7 дюймов, ECG-1112L: диагональ 6 дюймов), и габаритами: ECG-1112: диагональ: 5.7 дюймов, ECG-1112L: диагональ 6 дюймов.

Особенности электрокардиографов ECG-1112, ECG-1112L:

- современный дизайн, легкий вес, компактный размер и удобная клавиатура;
- одновременное получение 12 отведений, отображение 12-канальной ЭКГ на весь экран;
- фильтры ADS, HUM и EMG;
- рабочий режим: АВТО, ВРУЧНУЮ, АНАЛИЗ;
- виды печати: ручной/авто/анализ, стандартный 12-канальный, 3-канальный, 3-канальный + ритм, 6-канальный + ритм, 6-канальный + Р, аритмия;
- встроенное ПО для анализа возраста в реальном времени делает результаты анализа более надежными;

- обнаружение и сигнализация отсоединения отведений, отсутствия бумаги или аккумулятора;
- встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор высокой емкости;
- встроенный термальный матричный принтер для печати в высоком разрешении;
- автоматическая коррекция базовой линии для оптимальной печати;
- интерфейс: порты RS232, USB, беспроводная связь (опция);
- встроенная справка: размещение электродов, базовая информация об ЭКГ, методы устранения распространенных проблем и т. д.;
- редактирование клинических данных, таких как код, пол и возраст пациента;
- функция хранения данных о пациентах: в устройстве можно сохранить данные 8 пациентов, на SD-карте можно сохранить данные 1000 пациентов, сохраненные временные диаграммы ЭКГ можно отображать циклически или распечатать.