

Электрокардиограф Contec ECG1200G

РЗН 2020/10098

12-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ
покоя, интерпретация / регистрация аритмии / фильтр
ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК / защита от
дефибрилляции, вес 3.2 кг

Contec Medical Systems Co. Ltd., Китай



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	ЖК цветной сенсорный, диагональ 8 дюймов, разрешение 800×600 точек
Размер	340×320×85 мм
Вес	3.2 кг

Описание

12-канальный **электрокардиограф Contec ECG1200G** активно применяется в различных областях медицины: хирургии, ортопедии, а также неотложной помощи и пр. Также устройство широко востребовано при проведении физиопроцедур, в период реабилитации и т.д.

Особенности электрокардиографа ECG1200G:

- 12-канальный электрокардиограф;
- режим работы: автоматический / ручной;
- автоматический анализ и интерпретация;
- устройство принимает цифровой сигнальный процессор через фильтры АС, ДПФ и ЭМГ для получения электрокардиограммы высокого качества;
- автоматическая настройка базовой линии, оптимизированная настройка печати, выбор отведения ритма;
- возможность четко контролировать показатели пульса, выявлять аритмию;
- возможность записи исследования длительностью в 1 час;
- защита от колебаний и импульсов дефибриллятора;

- цветной сенсорный ЖК, диагональ 8 дюймов, разрешение 800×600 точек;
- отображение 3/6/12 отведений ЭКГ, режим печати, чувствительность и скорость подачи бумаги и состояния фильтра и т.д., на одном экране, удобный для contrastively в диагностике;
- встроенный термопринтер высокого разрешения (8 точек/мм);
- интерфейс: RS232 ввод/вывод, USB-порт;
- память: более 1000 записей, что более удобно для анализа данных и получения статистики.