

Электрокардиограф Contec ECG600G

РЗН 2020/10098

6-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ покоя, интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции, вес 1.7 кг



Contec Medical Systems Co. Ltd., Китай

Характеристики

Количество каналов	6-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	ЖК цветной сенсорный, диагональ 7 дюймов, разрешение 800×480
Размер	315×215×92 мм
Вес	1.7 кг

Описание

Электрокардиограф Contec ECG600G используют в больницах, медицинских учреждениях, поликлиниках, кабинетах врача или амбулаториях.

Особенности электрокардиографа ECG600G:

- отведения: 12 стандартных отведений;
- автоматическое измерение и диагностика параметров ЭКГ-сигнала;
- интерпретация записи ЭКГ сразу после измерения;
- оповещение об отсоединении электрода и отсутствии бумаги;
- дополнительные языки интерфейса (китайский/английский);
- возможность выбора отведения ритма для выявления нарушений сердечного ритма, управление базами данных записей и т. д.;
- полный цифровой фильтр для сопротивления дрейфу базовой линии, переменному току и помехам;
- режим работы: ручной / автоматический;
- защита от колебаний и импульсов дефибриллятора;

- термочувствительный принтер высокого разрешения и термодиапазон (8 точек/мм);
- память: более 1000 записей, что более удобно для анализа данных пациента и получения статистики;
- подключение к ПК: USB;
- электрокардиограф автоматически выключается при простое в течение 5 минут;
- питание от переменного или постоянного тока;
- встроенный аккумулятор позволяет снять до 150 ЭКГ.