

Электрокардиограф Custo Med Custo Cardio 130

ФСЗ 2012/12160

12-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ
покоя / ЭКГ под нагрузкой / измерение АД,
интерпретация / регистрация аритмии / определение
кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала,
подключение к ПК / защита от дефибрилляции, вес
0.425 кг

Custo Med GmbH, Германия



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой / измерение АД
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Размер	160×78×32 мм
Вес	0.425 кг

Описание

Электрокардиограф Custo Med Custo Cardio 130 - 12-канальный ЭКГ аппарат для измерения покоя и нагрузки.

Особенности электрокардиографа Custo Cardio:

- ЭКГ покоя, ЭКГ под нагрузкой;
- запись, отображение, анализ и отчет 12-канальной ЭКГ на каждом ПК в сети;
- онлайн-анализ и отображение событий во время записи;
- сравнение всех обследований пациента;
- анализ одиночных сокращений, накопительные комплексы, таблица измерений;
- автоматическая интерпретация;
- обнаружение кардиостимулятора;
- регистрация аритмии;
- защита от дефибрилляции;
- фильтрация ЭКГ-сигнала;
- автоматическая запись АД;
- возможность пользовательских настроек;

- мобильное использование на каждом ПК благодаря **USB-соединению**;
- Custo Cardio 130 включает **стандартный порт для использования внешних кабелей** пациента или аспирационных устройств;
- возможность использования с тредмилами и эргометрами для проведения стресс-тестов;
- сведение всех результатов тестирования в отчет;
- рассылка оценок и отчетов по электронной почте, факсу, PDF-файлам и файлам оценок (.cst);
- в комплекте зажимы для электродов, Custo sensitive: безопасные для кожи электроды.