

Электрокардиограф Dixon ECG-10

ФСР 2010/08659

12-канальный / 6-канальный / 1-канальный,
портативный, ЭКГ покоя, интерпретация / регистрация
аритмии / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение
к ПК / защита от дефибрилляции

DIXION, Россия



Характеристики

Количество каналов	12-канальный / 6-канальный / 1-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции

Описание

Электрокардиограф Dixon ECG-10-01 / ECG-10-03 / ECG-10-06 / ECG-10-12

Особенности электрокардиографа:

- автоматический режим интерпретации;
- цифровая фильтрация, автоматический контроль базовой линии;
- встроенный термопринтер;
- память до 500 ЭКГ (10-03)
- встроенный аккумулятор, автоматическое переключение источника питания.

Модификации	Количество каналов	Дисплей	Интерпретация	Детекция аритмии	Подключение к ПК	Размеры	Вес
ЭКГ-10-01	1	монохромный ЖК	нет	нет	нет	288×210×70 мм	2.3 кг
ЭКГ-10-03	3	цветной ЖК	да	да	да	288×210×70 мм	2.5 кг
ЭКГ-10-06	3 / 6	цветной ЖК	да	да	да	310×322×101 мм	2.6 кг
ЭКГ-10-12	6 / 12	цветной ЖК	да	да	да	420×330×120 мм	6.5 кг