

Электрокардиограф EDAN SE-12 Express

РЗН 2016/3379

12-канальный, стационарный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой, интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции, вес 6.5 кг

EDAN Instruments, Inc., Китай



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	ЖК цветной сенсорный, диагональ 12.1"
Размер	420×330×120 мм
Вес	6.5 кг

Описание

Электрокардиограф Edan SE-12 Express используется в качестве стационарного, с подключением к электросети и установкой на компактную тележку либо на стол. Модификация «Экспресс» разработана для снятия ЭКГ под нагрузкой. Прибор совместим со специализированными спортивными тренажерами.

Особенности Edan SE-12 Express:

- регистрация по 12 отведениям;
- возможность совмещать ЭКГ-аппарат с мониторами АД для стресс-тестирований, а также с велоэргометрами, беговыми дорожками;
- возможность переключения по возрастным и гендерным группам;
- возможность пересмотра записи 12 отведений в последние 120 секунд;
- обнаружение аритмии и продолжение печати кардиограммы;
- входной контур изолированный, защита от дрейфа изолинии и дефибриллятора;
- программное обеспечение Smart ECG Viewer (можно подключить до 10 кардиографов);
- цветной экран с сенсорной системой навигации и диагональю 12.1 дюймов;
- ритмограмма;

- встроенный термопринтер с высоким разрешением;
- возможность использования сканера штрих-кодов для упрощения ввода данных пациентов;
- интерфейс: серийный порт LAN / USB / Wi-Fi;
- встроенная память - 500 ЭКГ;
- экспорт данных в форматах PDF, SCP, FDA-XML и DICOM.