

Электрокардиограф EDAN SE-1200 Express

РЗН 2016/3379

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя,
интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-
сигнала, принтер / подключение к ПК, вес 5 кг

EDAN Instruments, Inc., Китай



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	ЖК сенсорный, диагональ 8 дюймов
Размер	420×330×120 мм
Вес	5 кг

Описание

Электрокардиограф Edan SE-1200 Express обеспечивает превосходный анализ, идеально подходит для частных практик и больниц.

Особенности электрокардиографа SE-1200 Express:

- автоматические измерения и интерпретация, проверенные базой данных CSE / AHA / MIT;
- ритмограмма;
- функция определения качества сигнала;
- переход в спящий режим для экономии энергии;
- поддержка устройства для считывания штрих-кодов;
- переключение по гендерным и возрастным группам;
- 120-секундная фиксация и просмотр кривых ЭКГ в реальном времени;
- возможность расширять печать при обнаружении аритмии;
- обратная связь с DMS (Document Management System);
- встроенный термопринтер (210 мм);
- встроенное хранилище на 200 исследований;
- передача данных на ПК через LAN / Wi-Fi;
- внутренняя память на 100 ЭКГ со встроенным создателем PDF;

- экспорт данных в форматах PDF, SCP, FDA-XML и DICOM;
- встроенный литий-ионный аккумулятор.