

## Электрокардиограф EDAN SE-1201

РЗН 2016/3379

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя,  
интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-  
сигнала, принтер / подключение к ПК, вес 4.2 кг

EDAN Instruments, Inc., Китай



### Характеристики

---

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Количество каналов     | 12-канальный                                             |
| Тип электрокардиографа | портативный                                              |
| Методы диагностики     | ЭКГ покоя                                                |
| Функции                | интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-сигнала |
| Встроенные возможности | принтер / подключение к ПК                               |
| Дисплей                | ЖК цветной сенсорный, диагональ 7"                       |
| Размер                 | 361×262×135 мм                                           |
| Вес                    | 4.2 кг                                                   |

### Описание

---

#### Электрокардиограф Edan SE-1201

- функция автоматического анализа и интерпретации ЭКГ;
- возможность переключения по возрастным и гендерным группам;
- ритмограмма - возможность пересмотра записи 12 отведений в последние 120 секунд;
- при обнаружении аритмии печать продолжается;
- возможности использования сканера штрих-кодов для ввода данных;
- снижение помех благодаря комплексным фильтрам и 121 дБ КОСС;
- функция автоматического сравнения полученных результатов ЭКГ с базами CSE/АНА/MIT;
- программное обеспечение Smart ECG Viewer позволяет выкладывать ЭКГ данные в локальной сети;
- встроенный термопринтер;
- встроенная память: хранение 200 исследований, может быть расширена посредством USB дисков и специальных SD карт;
- подключение к ПК: USB, LAN, Wi-Fi;
- форматы экспортируемых данных: PDF, SCP, FDA-XML и DICOM.