

Электрокардиограф Элитроника ЭК12Т Е-104

РЗН 2013/134

12-канальный / 6-канальный / 3-канальный,
портативный, ЭКГ покоя, интерпретация, принтер /
подключение к ПК / защита от дефибрилляции, вес 1.2
кг

Элитроника ООО, Россия



Характеристики

Количество каналов	12-канальный / 6-канальный / 3-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	ЖК сенсорный, диагональ 7 дюймов, разрешение 800×480 точек
Размер	198×161×76 мм
Вес	1.2 кг

Описание

Электрокардиограф Элитроника ЭК12Т Е-104 - многоканальный переносной электрокардиограф с автоматическим режимом, предназначен для измерения и графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца по двенадцати стандартным отведениям. Особенно рекомендуется для отделений реанимации, кардиологии, функциональной диагностики с большим потоком пациентов.

Особенности электрокардиографа ЭК12Т Е-104:

- регистрация: 12 отведений, а также в системе Неба, Франка и по Кабрера;
- корректное воспроизведение импульсов искусственных водителей ритма;
- электроды для снятия электрокардиограммы (ЭКГ);
- защита от дефибрилляции;
- встроенный принтер;
- сенсорный экран, диагональ 7 дюймов, разрешение 800×480 точек;
- подключение к ПК: USB, Ethernet;
- передача ЭКГ по сети на удаленные сервера;
- объем внутренней памяти: до 10000 ЭКГ;

- встроенный аккумулятор (беспрерывная работа прибора в течение 2 часов);
- заряд: от сети 220В / от бортовой сети автомобиля.

Модификация W:

Электрокардиограф **ЭК12Т Е-104 W** - связь с компьютером по проводным интерфейсам USB и Ethernet, ПО "Кардис-Старт" + адаптер WiFi.