

Электрокардиограф Fukuda CardiMax FX-8222

ФСЗ 2011/11379

6-канальный, портативный / стационарный, ЭКГ покоя,
интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер /
подключение к ПК, вес 3 кг

FUKUDA M-E KOGYO CO LTD, Япония



Характеристики

Количество каналов	6-канальный
Тип электрокардиографа	портативный / стационарный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	цветной сенсорный LCD-экран, диагональ: 6.5 дюйма, разрешение: 640×480
Размер	307×220×65 мм
Вес	3 кг

Описание

Электрокардиограф Fukuda CardiMax FX-8222 - оснащен широким спектром дополнительных функций и опций, что позволяет значительно расширить возможности исследования, обеспечить качественную и максимально достоверную диагностику, комфортный и облегченный процесс работы.

Особенности CardiMax FX-8222:

- интерфейс: слот для SD карты, два USB порт;
- внутренняя память (до 500 исследований), внешняя память (USB-накопитель, а также SD-карта);
- функция отчета анализа (опция);
- функция интерпретации и анализа (опция);
- функция перемотки (максимум 1 минута);
- основные фильтры для ЭКГ: высокочастотный, мышечный, сетевой, дрейф изолинии;
- сетевое подключение проводное, используется LAN-порт;
- возможно беспроводное подключение через USB адаптер беспроводной сети WiFi (опция);
- встроенный термопринтер;
- аккумулятор: до 90 минут непрерывной регистрации.